


RP 900

Sokkel, med hjul

for 900 mm brede produkter, inkl. bunnpanne, uten åpninger for gulvavløp.



- Egnet for produkter med 1 dør og med en bredde på 900 mm
- Hjul til å trekke maskinen ut under service
- Kun egnet for produkter med avløpspumpe
- Enkel tilgang i forbindelse med service

EAN: 4002516032465 / Materialnummer: 10941940 /
Gammelt materialnummer: 69253007D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
Produktkategori	
Sokkel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	100
Utvendig mål, nettobredde i mm	900
Utvendig mål, nettodybde i mm	990
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	155
Utvendig mål, bruttobredde i mm	940
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovekt i kg	30,80
Bruttovekt i kg	32,00