

A 500
Vogn
med 1 nivå til rengjøring av laboratorieglass og utensiler.



- For plassering av innsatser og instrumentrister
- Med A 603 kan utvides til 2 nivåer

EAN: 4002516050421 / Materialnummer: 10973880 /
Gammelt materialnummer: 69650001D

Produktkategori	
Store laboratorievaske maskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	3
SPRI-instrumentrister [antall]	2
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	153
Utvendig mål, nettobredde i mm	650
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	170
Utvendig mål, bruttbredde i mm	660
Utvendig mål, bruttodybde i mm	810
Nettvekt i kg	4,70
Bruttvekt i kg	5,00