

A 612  
Modul  
for optimal klargjøring av store laboratorieglass.



- Kan utstyres individuelt med injektordyser
- Egnet for laboratorieflasker 2–10 l, rundkolber 2–6 l
- Egnet for erlenmeyerkolber 2–5 l, målekolber 2–5 l
- Kan settes i vogn A 503

EAN: 4002516063353 / Materialnummer: 10999050 /  
Gammelt materialnummer: 69661200D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Modul for laboratorieglass med stort volum	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Laboratorieglass med stort volum [antall]	4
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	221
Utvendig mål, nettobredde i mm	253
Utvendig mål, nettodybde i mm	608
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	245
Utvendig mål, bruttbredde i mm	270
Utvendig mål, bruttodybde i mm	635
Nettovekt i kg	3,60
Bruttovekt i kg	4,40