


A 613  
Modul  
for optimal klargjøring av volumetriske- og målepipetter.



- Utstyrt med 98 injektordyser
- Egnert for målepipetter med et volum fra 1–50 ml
- Egnert for volumetriske pipetter med et volum fra 1–100 ml
- Kan settes i vogn A 503

EAN: 4002516063360 / Materialnummer: 10999070 /  
Gammelt materialnummer: 69661300D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaske maskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Pipetter [antall]	98
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	194
Utvendig mål, nettobredde i mm	254
Utvendig mål, nettodybde i mm	604
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	200
Utvendig mål, bruttbredde i mm	270
Utvendig mål, bruttodybde i mm	610
Nettvekt i kg	4,40
Bruttvekt i kg	6,40