

A 622

Modul

for optimal klargjøring av store laboratorieglass, med 36 injektorplasser.



- Kan utstyres individuelt med maks. 36 dyser
- Kan settes i vogn A 503
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516063414 / Materialnummer: 10999120 /  
Gammelt materialnummer: 69662200D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Del av EasyLoad-systemet	•
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Tranghalsede glass [antall]	36
Flasker [antall]	36
Rundkolber [antall]	36
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	113
Utvendig mål, nett bredde i mm	204
Utvendig mål, nett dybde i mm	608
Utvendig mål, brutt høyde i mm	145
Utvendig mål, brutt bredde i mm	220
Utvendig mål, brutt dybde i mm	625
Nettvekt i kg	1,42
Bruttvekt i kg	2,53