


APWD 082

Innsats

til optimal klargjøring og desinfeksjon av spylegodset i bekkenspyleren.



EAN: 4002516065920 / Materialnummer: 11013510 /
Gammelt materialnummer: 68508200D

Produktkategori	
Bekkenspylere	•
Produkttilhørighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Innsats for bekken og urinflasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av bekken og urinflasker	•
Kapasitet	
Urinflasker [antall]	3
Bekken [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	310
Utvendig mål, nettobredde i mm	365
Utvendig mål, nettodybde i mm	310
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	305
Utvendig mål, bruttbredde i mm	305
Utvendig mål, bruttdybde i mm	395
Nettovekt i kg	0,92
Bruttovekt i kg	1,67