


APWD 084

Innsats

til optimal klargjøring og desinfeksjon av spylegodset i bakkenspyleren.



EAN: 4002516065944 / Materialnummer: 11013530 /
Gammelt materialnummer: 68508400D

Produktkategori	
Bekkenspylere	•
Produkttilhørighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Innsats for bekken og urinflasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av bekken og urinflasker	•
Kapasitet	
Urinflasker [antall]	3
Bekken [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	200
Utvendig mål, nettobredde i mm	385
Utvendig mål, nettodybde i mm	295
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	345
Utvendig mål, bruttbredde i mm	435
Utvendig mål, bruttdybde i mm	510
Nettovekt i kg	1,03
Bruttovekt i kg	2,61