

APWD 097

Innsats

til optimal klargjøring og desinfeksjon av spylegodset i bekkenspyleren.



EAN: 4002516066064 / Materialnummer: 11013650 /
Gammelt materialnummer: 68509700D

Produktkategori	
Bekkenspylere	•
Produkttilhørighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Innsats for bekken og urinflasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av bekken og urinflasker	•
Kapasitet	
Urinflasker [antall]	3
Bekken [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	210
Utvendig mål, nettobredde i mm	375
Utvendig mål, nettodybde i mm	360
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	335
Utvendig mål, bruttbredde i mm	435
Utvendig mål, bruttdybde i mm	510
Nettovekt i kg	1,34
Bruttovekt i kg	1,79