

GP CA ST 0252 L

Pleiemiddel for rustfritt stål SteelCare, 250 ml
for en jevnt mattglinsende, ren loverflate av rustfritt stål.

EAN: 4002516084310 / Materialnummer: 11023350 /
Gammelt materialnummer: 22996913EU1



- Fjerner sikkert fingeravtrykk, striper og flekker
- En beskyttelsesfilm hindrer ny, hardnakkert smussdannelse
- Drøy – bekvem og enkel bruk
- Spesielt egnet for bruk innenfor matvareområdet
- Den beste pleie for mange års driftssikkerhet