

A 846

Injektordyse

med støtte, til rengjøring av laboratorieflasker og rundkolber.



- For laboratorieflasker inntil 10 L og rundkolber inntil 6 l
- Lengde dyse: 127 mm<br>Lengde dyse med holder: 158 mm
- Ø dyse: 10 mm
- Egnet for modul A 313 og A 612

EAN: 4002516071464 / Materialnummer: 11025590 /  
Gammelt materialnummer: 69684600D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratievaskemaskiner	•
Store laboratievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, null, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart, Grå
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratrieglass	•
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	158
Utvendig mål, nett bredde i mm	110
Utvendig mål, nett dybde i mm	110
Utvendig mål, brutt høyde i mm	160
Utvendig mål, brutt bredde i mm	145
Utvendig mål, brutt dybde i mm	265
Nettvekt i kg	0,23
Bruttvekt i kg	0,37