

A 848  
Injektordyse  
med støtte, til rengjøring av målekolber.



- Lengde dyse: 350 mm
- Ø dyse: 10 mm<br>Ø støtte: 142 mm
- Egnet for modul A 313 og A 612

EAN: 4002516071488 / Materialnummer: 11025610 /  
Gammelt materialnummer: 69684800D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Grå
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laborativglass	•
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	350
Utvendig mål, nettobredde i mm	20
Utvendig mål, nettodybde i mm	20
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	350
Utvendig mål, bruttbredde i mm	180
Utvendig mål, bruttodybde i mm	50
Nettvekt i kg	0,30
Bruttvekt i kg	0,53