

Miele Black Edition CAFÉ CREMA 4x250g  
BIO Café Crema  
Perfekt for tilberedning av Café Crema.

EAN: 4002516100287 / Materialnummer: 11029350 /  
Gammelt materialnummer: 29992624EU2



- 100 % Arabica – håndplukket og forsiktig brent for Miele
- lett balansert aroma med blomstrende fruktighet
- Optimalt tilpasset Miele kaffemaskiner.
- Fairtrade- og Bio-sertifisert
- 4 x 250 g hele kaffebønner brent i Tyskland