


A 836

Sett med injektordyser
for optimal klargjøring av hule instrumenter på tannlegekontoret.



- For plassering i overkurv A 105/1
- Forpakning med 22 injektordyser, dental, A 833

EAN: 4002516204091 / Materialnummer: 11054660 /
Gammelt materialnummer: 69783600D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nett dybde i mm	0
Utvendig mål, brutt høyde i mm	12
Utvendig mål, brutt bredde i mm	120
Utvendig mål, brutt dybde i mm	170
Nettvekt i kg	0,20
Bruttvekt i kg	0,20