


A 313
Modul
for klargjøring av store laboratorieglass.



- Laboratorieflasker inntil 10 l
- Rundkolber til 6 l
- Erlenmeyerkolber inntil 5 l
- Målekolber inntil 5 l
- Kan utstyres individuelt med dyser og holdere
- Utstyrt med 5 injektorposisjoner for 2 eller 3 utensiler

EAN: 4002516087854 / Materialnummer: 11055970 /
Gammelt materialnummer: 69631300D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
SlimLine-laboratoriemaskin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Modul for laboratorieglass med stort volum	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	221
Utvendig mål, nettobredde i mm	234
Utvendig mål, nettodybde i mm	495
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	260
Utvendig mål, bruttbredde i mm	270
Utvendig mål, bruttodybde i mm	505
Nettovekt i kg	2,82
Bruttovekt i kg	3,29