

A 315
Modul
for kapasitetsøkning og klargjøring av hule instrumenter.



- Økt injektorkapasitet fra 22 til 44 stykker
- Kompatibel med alle A 151 som befinner seg på markedet
- Alle vanlige dental- og ØNH-adaptore og tilbehør kan anvendes

EAN: 4002516087861 / Materialnummer: 11055980 /
Gammelt materialnummer: 69631500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Mulighet for å bruke et filter i midten	•
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Kapasitet	
ØNH-instrumenter [antall]	22
Roterende instrumenter [antall]	22
Sug [antall]	22
Hule instrumenter [antall]	22
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	145
Utvendig mål, nettobredde i mm	492
Utvendig mål, nettodybde i mm	542
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttdybde i mm	540
Nettvekt i kg	1,35
Bruttvekt i kg	2,35
Tilbehørspakke	
A 838 nøkkelsett [antall]	1