

A 845

Injektordyse

med kunststoffstøtter, dysediameter 2,5, lengde 125 mm, 1 stk.



- Egnet for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Optimalt for utensiler med åpningsbredder på 6 til 55 mm
- Diameteren til den øvre hetten: 5 mm
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188797 / Materialnummer: 11056670 /
Gammelt materialnummer: 69684500D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
SlimLine-laboratoriemaskin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
Store laboratoriemaskiner for rengjøring av industrielle deler	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	125
Utvendig mål, nettobredde i mm	60
Utvendig mål, nettodybde i mm	55
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,02