


A 301/4

Modul

for optimal plassering av laboratorieglass – kan utstyres med 18 dyser.



- Egnet for div. lab.-glass, som erlenmeyerkobler, rundkobler, etc.
- Modul uten injektordyser – individuelt utstyr tilgjengelig
- For opptil 18 injektordyser
- Del av EasyLoad-systemet
- Dyseavstand 78 mm i bredden, 78 mm i dybden
- Egner seg spesielt for A 842 og A 843 (dysediameter 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Materialnummer: 11056780 /
Gammelt materialnummer: 69630104D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Tranghalsede glass [antall]	18
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	72
Utvendig mål, nettobredde i mm	173
Utvendig mål, nettodybde i mm	479
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	100
Utvendig mål, bruttbredde i mm	205
Utvendig mål, bruttodybde i mm	487
Nettovekt i kg	0,85
Bruttovekt i kg	1,89