


A 302/2

Modul

for optimal plassering av laboratorieglass – kan utstyres med 32 dyser.



- Egnet for div. lab.-glass, som erlenmeyerkobler, rundkobler, etc.
- Modul uten injektordyser – individuelt utstyr tilgjengelig
- For opptil 32 injektordyser
- Del av EasyLoad-systemet
- Dyseavstand 60 mm i bredden, 57 mm i dybden
- Egner seg spesielt for A 844 og A 845 (dysediameter 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Materialnummer: 11056790 /  
Gammelt materialnummer: 69630202D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Tranghalsede glass [antall]	32
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	72
Utvendig mål, nettobredde i mm	195
Utvendig mål, nettodybde i mm	479
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	200
Utvendig mål, bruttobredde i mm	525
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettovekt i kg	1,09
Bruttovekt i kg	2,16