

A 860
Holdegitter
for injektormodul A 300/2 og A 300/3.



- Inndeling: 2 x 4 felt
- Kan settes på injektormodul A 300/2 og A 300/3
- For optimal plassering av laboratorieglass
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516087663 / Materialnummer: 11056800 /
Gammelt materialnummer: 69686000D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Antall kamre	8
Rombredde i mm	114
Romlengde i mm	114
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	30
Utvendig mål, nettobredde i mm	250
Utvendig mål, nettodybde i mm	350
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	35
Utvendig mål, bruttbredde i mm	300
Utvendig mål, bruttodybde i mm	400
Nettovekt i kg	0,10
Bruttovekt i kg	0,18