


A 862  
 Holdegitter  
 for injektormodul A 302/2 og A 302/3



- Inndeling: 4 x 8 felt
- Kan settes på injektormodul A 302/2 og A 302/3
- For optimal plassering av laboratorieglass
- Kunststoffbelagt

EAN: 4002516087687 / Materialnummer: 11056820 /  
 Gammelt materialnummer: 69686200D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Annen innsats/annen modul	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff, Tråd, kunststoffbelagt
Farge	Rustfritt stål, Svart
Antall kamre	32
Rombredde i mm	56
Romlengde i mm	52
Del av EasyLoad-systemet	•
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	30
Utvendig mål, nettobredde i mm	250
Utvendig mål, nettodybde i mm	350
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	35
Utvendig mål, bruttbredde i mm	300
Utvendig mål, bruttdybde i mm	400
Nettvekt i kg	0,10
Bruttvekt i kg	0,18