

A 840/1

Injektordyse

med kunststoffdyser, dysediameter 6, lengde 130 mm, 5 stk.



- Egnet for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Del av EasyLoad-systemet
- Pakke med 5 dyser
- Optimalt for utensiler med åpningsbredder på 12 til 85 mm
- Diameteren til den øvre hetten: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Materialnummer: 11112600 /
Gammelt materialnummer: 69684001D

Produktkategori	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laborativglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	130
Utvendig mål, nettobredde i mm	92
Utvendig mål, nettodybde i mm	86
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	107
Utvendig mål, bruttbredde i mm	130
Utvendig mål, bruttodybde i mm	195
Nettvekt i kg	0,13
Bruttvekt i kg	0,24