

A 842/3

Injektordyse

med kunststoffstøtter, dysediameter 4, lengde 90 mm, 20 stk.



- Egnet for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Del av EasyLoad-systemet
- Pakke med 20 dyser

EAN: 4002516195597 / Materialnummer: 11113670 /  
Gammelt materialnummer: 69684203D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	90
Utvendig mål, nettobredde i mm	76
Utvendig mål, nettodybde i mm	71
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	140
Utvendig mål, bruttbredde i mm	150
Utvendig mål, bruttodybde i mm	260
Nettovekt i kg	0,31
Bruttovekt i kg	0,44