

A 843/2

Injektordyse

med kunststoffstøtter, dysediameter 4, lengde 185 mm, 10 stk.



- Egnet for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Optimalt for utensiler med åpningsbredder på 10 til 70 mm
- Diameteren til den øvre hetten: 9 mm
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188896 / Materialnummer: 11113730 /

Gammelt materialnummer: 69684302D

Produktkategori	
Laboratoriemaskiner	•
Store laboratoriemaskiner	•
SlimLine-laboratoriemaskin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
Store laboratoriemaskiner for rengjøring av industrielle deler	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	185
Utvendig mål, nettobredde i mm	76
Utvendig mål, nettodybde i mm	71
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	107
Utvendig mål, bruttbredde i mm	130
Utvendig mål, bruttodybde i mm	195
Nettvekt i kg	0,21
Bruttvekt i kg	0,33