

A 845/1

Injektordyse

med kunststoffstøtter, dysediameter 2,5, lengde 125 mm, 5 stk.



- Egnert for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Optimalt for utensiler med åpningsbredder på 6 til 55 mm
- Diameteren til den øvre hetten: 5 mm
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188940 / Materialnummer: 11116120 /

Gammelt materialnummer: 69684501D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	125
Utvendig mål, nettobredde i mm	60
Utvendig mål, nettodybde i mm	55
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	85
Utvendig mål, bruttbredde i mm	120
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Nettvekt i kg	0,06
Bruttvekt i kg	0,13