

A 845/3

Injektordyse

med kunststoffstøtter, dysediameter 2,5, lengde 125 mm, 20 stk.



- Egnert for injektorvogner og -kurver, kan skrues fast
- Del av EasyLoad-systemet
- Pakke med 20 dyser

EAN: 4002516188957 / Materialnummer: 11116140 /  
Gammelt materialnummer: 69684503D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laborateglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	125
Utvendig mål, nettobredde i mm	60
Utvendig mål, nettodybde i mm	55
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	107
Utvendig mål, bruttbredde i mm	130
Utvendig mål, bruttodybde i mm	195
Nettovekt i kg	0,25
Bruttovekt i kg	0,36