


A 301/5

Injektormodul

for optimal plassering av laboratorieglass – utstyrt med 18 dyser.



- Egnet for div. lab.-glass, som erlenmeyerkobler, rundkobler, etc.
- Utstyrt med 9 dyser A 842 og 9 dyser A 843
- Del av EasyLoad-systemet
- Dyseavstand 78 mm i bredden, 78 mm i dybden

EAN: 4002516188971 / Materialnummer: 11116950 /

Gammelt materialnummer: 69630105D

| | |
|---|----------------------------|
| Produktkategori | |
| Laboratorievaskemaskiner | • |
| SlimLine-laboratoriemaskin | • |
| Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler | • |
| SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler | • |
| Produkttilhørighet | |
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 7111 [IPC] | • |
| Produktkategori | |
| Innsats/modul for tranghalsede glass | • |
| Innsats for ulike flasker | • |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av laboratorieglass | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål, Kunststoff |
| Farge | Rustfritt stål, Svart |
| Del av EasyLoad-systemet | • |
| Kapasitet | |
| Tranghalsede glass [antall] | 18 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 203 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 232 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 480 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 200 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 245 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 515 |
| Nettovekt i kg | 2,16 |
| Bruttovekt i kg | 3,17 |
| Tilbehørspakke | |
| A 842, injektordyse Ø 4 mm, lengde 90 mm [antall] | 9 |
| A 843, injektordyse Ø 4 mm, lengde 185 mm [antall] | 9 |