

TT 86

Tilførselsvogn

til inn- og utlasting i vaskedekontaminatorer og laboratorieoppvaskmaskiner.



- Utstyrt med 4 hjul, låsbare
- Enkel og komfortabel håndtering med ergonomisk håndtak
- Utstyrt med avtakbar oppsamlingsbeholder
- Kan justeres til ulike høyder
- Egnet for rengjøring i en kabinettvaskemaskin

EAN: 4002516147725 / Materialnummer: 11178960 /  
Gammelt materialnummer: 69200115D

<b>Produktkategori</b>	
Store laboratorievaske-maskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Oppbevarings-/transport-system	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	911
Utvendig mål, nettobredde i mm	693
Utvendig mål, nettodybde i mm	990
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	1130
Utvendig mål, bruttbredde i mm	800
Utvendig mål, bruttdybde i mm	1200
Nettovekt i kg	22,20
Bruttovekt i kg	41,00