

APST 006
Dørpakning
for tetning av trykkammeret.



- Påkrevd bytte etter 800 steriliseringssykluser

EAN: 4002516298205 / Materialnummer: 11377350 /
Gammelt materialnummer: 68900006D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Pakning	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	25
Utvendig mål, bruttbredde i mm	300
Utvendig mål, bruttdybde i mm	400
Nettvekt i kg	0,11
Bruttovekt i kg	0,12