

APST 007

Mikrofinfilter

for filtrering av bakteriologisk smuss fra luften i rommet.



- Enkel utskiftning på forsiden av bordautoklavene
- Påkrevd bytte etter 400 steriliseringssykluser

EAN: 4002516298311 / Materialnummer: 11377360 /
Gammelt materialnummer: 68900007D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Filter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	95
Utvendig mål, bruttdybde i mm	95
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,04