

APST 008

Filter

for oppsamling av støvpartikler i apparatet.



- Kompakt kassett for enkel utskiftning
- Påkrevd bytte etter 400 steriliseringssykluser

EAN: 4002516256397 / Materialnummer: 11377370 /
Gammelt materialnummer: 68900008D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Filter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	15
Utvendig mål, bruttbredde i mm	170
Utvendig mål, bruttodybde i mm	250
Nettovekt i kg	0,04
Bruttovekt i kg	0,05