

ProCare Tex 20 OB - 10 l
Blekemiddel, flytende konsentrat, surt, 10 l
oksygenbasert.



- For optimal fjerning av vanskelige flekker
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- Optimalt tilsetning for alle vaskemidler
- Jevn frigjøring av oksygen takket være spesielle stabilisatorer

EAN: 4002516365488 / Materialnummer: 11520320 /
Gammelt materialnummer: 59703201DE

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeevne	
Blekende effekt	Veldig bra
Dosering	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	1,5-2,5
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
Produktegenskaper	
Type middel	Blekemiddel
Alkalitet	Surt
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Aktivt surstoff
Fosfatfri	•
Ideell oksygenbærer i vaskevann	•
Jevn frigjøring av oksygen takket være spesielle stabilisatorer	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,13
Absolutt restefri nedbrytning	•
Optimal tilsetning for alle vaskemidler	•
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	12
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	314
Utvendig mål, nettobredde i mm	202
Utvendig mål, nettodybde i mm	230
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	306,00
Utvendig mål, bruttbredde i mm	204,00
Utvendig mål, bruttdybde i mm	228,00
Kapasitet i g	11300
Bruttovekt i kg	12,00
Kapasitet i ml	10000
Samsvar, sertifisering og merking	
GHS/CLP-samsvar	•
Utgangsstoff-forordningen	•