

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
Blekemiddel, flytende konsentrat, surt, 20 l  
oksygenbasert.



- For optimal fjerning av vanskelige flekker
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- Optimalt tilsetning for alle vaskemidler
- Jevn frigjøring av oksygen takket være spesielle stabilisatorer

EAN: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 /  
Gammelt materialnummer: 59703301DE

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeevne</b>	
Blekende effekt	Veldig bra
<b>Dosering</b>	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	1,5-2,5
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Type middel	Blekemiddel
Alkalitet	Surt
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Aktivt surstoff
Fosfatfri	•
Ideell oksygenbærer i vaskevann	•
Jevn frigjøring av oksygen takket være spesielle stabilisatorer	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absolutt restefri nedbrytning	•
Optimal tilsetning for alle vaskemidler	•
<b>Lagringstips</b>	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	12
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	385
Utvendig mål, nettobredde i mm	258
Utvendig mål, nettodybde i mm	294
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	378,00
Utvendig mål, bruttbredde i mm	256,00
Utvendig mål, bruttdybde i mm	288,00
Kapasitet i g	22000
Bruttovekt i kg	23,00
Kapasitet i ml	20000
<b>Samsvar, sertifisering og merking</b>	
GHS/CLP-samsvar	•
Utgangsstoff-forordningen	•