

ProCare Tex 70 S - 5 l  
Tøymykner, flytende konsentrat, surt, 5 l  
fritt for mikroplast.



- For optimal tekstilbehandling
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- God anti-statisk evne ved blandede tekstiler
- Svært god absorpsjonsevne
- Ingen kapslede duftstoffer

EAN: 4002516365501 / Materialnummer: 11520370 /  
Gammelt materialnummer: 59704101DE

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeevne</b>	
Antistatisk virkning	Bra
Absorpsjonsevne	Veldig bra
<b>Dosering</b>	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	3,5-4,5
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
<b>Anvendelse</b>	
Vaskerier	•
Hotell- og restaurantbransjen	•
Vask av treningstøy	•
Vask av yttertøy	•
Vask av arbeidsklær	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Type middel	Tøymykner
Alkalitet	Surt
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Duftstoffer
Fosfatfri	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	0,99
Fritt for mikroplast	•
Optimal tilsetning for alle vaskemidler	•
<b>Lagringstips</b>	
Minimal lagringstemperatur i °C	4
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	12
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	256
Utvendig mål, nettobredde i mm	148
Utvendig mål, nettodybde i mm	193
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	249,00
Utvendig mål, bruttobredde i mm	148,00
Utvendig mål, bruttodybde i mm	193,00
Kapasitet i g	4950
Bruttovekt i kg	5,73
Kapasitet i ml	5000
<b>Samsvar, sertifisering og merking</b>	
GHS/CLP-samsvar	•