

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Universalvaskemiddel, pulver, mildt alkalisk, 20 kg
 et enzymforsterket, fosfatfritt, høyeffektivt vaskemiddel.



- For optimal rengjøring av forskjellige typer tekstiler
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- Svært effektivt, også ved lave temperaturer
- Biologisk effektive enzymer, inneholder aktivt oksygen
- Svært god oppløsningsevne på smuss og fett

EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 /
 Gammelt materialnummer: 59705301DE

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeevne	
Oppløsende effekt på smuss	Veldig bra
Oppløsende effekt på protein	Veldig bra
Oppløsende effekt på fett	Veldig bra
Blekende effekt	Veldig bra
Dosering	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
Manuell dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
Doseringsanbefaling	
pH-verdi ved 20 °C	10,0-11,0
Anvendelse	
Vaskerier	•
Hotell- og restaurantbransjen	•
Produktegenskaper	
Type middel	Universalvaskemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Pulver
Innholdsstoffer	Aktivt surstoff, Alkalier, Enzymer, Optisk blekemiddel, Zeolitter
Biologisk effektivt grunnet spesielle enzymer	•
Fosfatfri	•
Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C	•
Spesielt effektiv ved lave temperaturer	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm ³	0,60
Enkel håndtering	•
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	24
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	750
Utvendig mål, nett bredde i mm	350
Utvendig mål, nett dybde i mm	140
Utvendig mål, brutto høyde i mm	140,00
Utvendig mål, brutto bredde i mm	440,00
Utvendig mål, brutto dybde i mm	620,00
Kapasitet i g	20000
Bruttovekt i kg	21,00
Samsvar, sertifisering og merking	
GHS/CLP-samsvar	•