

ProCare Sure H-01
Kunststoffholder
for plassering av indikatorene ProCare Sure I-PM.



- Robust plastholder for enkel plassering

EAN: 4002516364719 / Materialnummer: 11576830 /
Gammelt materialnummer: 68915201D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Hovedbruksområder	
Medisinske laboratorier	•
Apoteker	•
Tannlegekontorer	•
Allmenmedisin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Øre-nese-hals-medisin	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Legekontorer og klinikker	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120,00
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Bruttovekt i kg	0