

ProCare Sure I-PM
Prosessindikator, indikatorark
til visuell rutineovervåking i rengjørings- og desinfeksjonsprosessen.



- Ekstra sikkerhet ved rutinemessig bruk
- Enkel håndtering takket være selvklebende indikatorer
- 192 indikatorer per forpakning
- Fullstendig dokumentasjon med skjema som kan lastes ned som PDF

EAN: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 /
Gammelt materialnummer: 68915101D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Hovedbruksområder	
Medisinske laboratorier	•
Apoteker	•
Tannlegekontorer	•
Allmenmedisin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Øre-nese-hals-medisin	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Legkontorer og klinikker	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	270,00
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	25
Utvendig mål, bruttbredde i mm	165
Utvendig mål, bruttodybde i mm	270
Bruttovekt i kg	0