

ProCare Sure I-PM Starter  
Prosessindikator, startpakke  
til visuell rutineovervåkning i rengjørings- og desinfeksjonsprosessen.

EAN: 4002516364696 / Materialnummer: 11577150 /  
Gammelt materialnummer: 68915301D

**Produktkategori**

Termodesinfektorer



- Ekstra sikkerhet ved rutinemessig bruk
- Enkel håndtering takket være selvklebende indikatorer
- 2 kunststoffholdere og 64 enkeltindikatorer per forpakning
- Minste holdbarhet 36 måneder fra produksjonsdato
- Nøyaktig bruk med skjema for dokumentasjon kan lastes ned som PDF