

ProCare Protein Check
Protein Check
for påvisning og kvalitativ vurdering av proteinrester.



- Testet for rester etter rengjøring og termisk desinfeksjon
- Presis bruk
- Kort virketid på 3 minutter
- 3 enheter per pakke

EAN: 4002516374169 / Materialnummer: 11626810 /
Gammelt materialnummer: 69910103D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	28
Utvendig mål, bruttbredde i mm	157
Utvendig mål, bruttdybde i mm	232
Bruttovekt i kg	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	28
Utvendig mål, bruttbredde i mm	157
Utvendig mål, bruttdybde i mm	232
Nettovekt i kg	0,18
Bruttovekt i kg	0,18