

DKF 30-R
Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter
for Miele omluftsventilatorer DAD 4840 og DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Materialnummer: 11662830 /
Gammelt materialnummer: 28996418EU1

- Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet
- Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Levetid 3 år
- Innhold: 2 filtre uten ramme
- Lav strømningsmotstand grunnet spesiell konstruksjon