

A 814/1

Plassering

for optimal klargjøring av spisser til Air Scaler og Piezo Scaler.



- Kan brukes i kurvene A 105, A 105/1, O 177/1, APWD 061 og modulen A 315/1
- Brukes kun i APWD 061 med A 822-adapter, A 813/1 med APWD 069-filter
- Brukes i A 105, A 105/1, A 315 kun i kombinasjon med A 800-filtrerrør
- Brukes i O 177/1 kun i kombinasjon med holderen A 812 og filterplaten FP
- Uavhengig av produsent, passer for en rekke forskjellige spisser
- Det er mulig å bruke flere holdere i kombinasjon med A 813/1 eller A 812
- Bruk i termodesinfektorene PWD 8531 og PWD 8532 er mulig

EAN: 4002516428558 / Materialnummer: 11691870 /
Gammelt materialnummer: 68681401D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Store termodesinfektorer, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder	•
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Ultralydspisser [Anzahl]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	48
Utvendig mål, nett bredde i mm	22
Utvendig mål, brutt høyde i mm	108
Utvendig mål, brutt bredde i mm	117
Utvendig mål, brutt dybde i mm	305
Nettvekt i kg	0,76
Bruttvekt i kg	0,99