

APWM 048

Membrandoseringspumper
med doseringsstyring for fem flytende doseringsmidler.



- Egnet for Miele Professional vaskemaskiner > 12 kg
- Maksimal pumpeeffekt og minimalt vedlikehold
- Ypperlig egnet for bruk med Miele ProCare Tex prosesskemikalier
- Kan brukes med doseringslanser for ulike beholderstørrelser
- Kan suppleres med programvelger og alarmsystem for tom beholder

EAN: 4002516419310 / Materialnummer: 11733340 /
Gammelt materialnummer: 59510048NER

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Sort/hvit
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	285
Utvendig mål, nettobredde i mm	910
Utvendig mål, nettodybde i mm	190
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	295
Utvendig mål, bruttobredde i mm	395
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1100
Nettovekt [kg]	12,02
Bruttovekt i kg	13,87