

GS RA 503 L

Glansemiddel, 500 ml

for optimal tørking og skånsom behandling i oppvaskmaskiner fra Miele.

EAN: 4002516431497 / Materialnummer: 11772200 /
Gammelt materialnummer: 21995532EU10



- Skinnende glans for glassene dine
- Hjelper til med å tørke serviset ditt
- Med glassbeskyttelsesformel mot glasskorrosjon
- Presis og enkel dosering takket være den spesielle honninglåsen
- Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet