

KSB 70  
Sorteringsboks PerfectFresh  
for oversiktlig oppbevaring av matvarer i kjøleskapet.

EAN: 4002516467496 / Materialnummer: 11779620 /  
Gammelt materialnummer: 36996113EU1



- Av transparent kunststoffmateriale av høy kvalitet
- Brukes til fleksibel og oversiktig oppbevaring
- Kan skyves inn på siden i PerfectFresh-skuffen
- Spesielt egnet for trykkømfintlige matvarer, slik som bær
- optimal for PerfectFresh Active- og Pro-skuffer K 7000