

DKF 31-R

Regenererbart luktfilter med aktivkull for Miele omluftsventilator

DAS 4x40, DAS 8x30 og etter DKFS 31-R for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.



EAN: 4002516442219 / Materialnummer: 11793470 /
Gammelt materialnummer: 28996434EU1

- Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet
- Med aktivt kull – nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Levetid 3 år
- Innhold: 2 filtre uten ramme
- Lav strømningsmotstand grunnet spesiell konstruksjon