

DKFS 31-R

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter

for Miele omluftsventilator DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.



EAN: 4002516441892 / Materialnummer: 11793540 /
Gammelt materialnummer: 28996436EU1

- Sett for første igangsetting
- Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet
- Regenereres enkelt hvert halvår i stekeovnen
- Levetid 3 år
- Lav strømningsmotstand grunnet spesiell konstruksjon
- Innhold: 2 filtre DKF 31-R pluss ramme