

ProCare Med 13 PRE - 500 ml
Forbehandlingsskum, mildt alkalisk, 500 ml
til manuell forbehandling, enzymatisk.



- Forbehandlingen forhindrer smusset fra å sette seg fast
- Bedre mulighet til skylling ved å forhindre uttørking
- Forbedring av maskinell klargjøring av instrumenter
- Høy materialbeskyttelse
- Resirkulerbar emballasje, inkludert forsegling og etikett

EAN: 7612594269294 / Materialnummer: 11847570 /
Gammelt materialnummer: 6980M0271V2

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Anvendelsesmuligheter	
Fjerning av organiske rester	•
Fjerning av rester fra vevs- og cellekulturer	•
Fjerning av slim fra medisinske instrumenter	Sehr gut
Doseringsanbefaling	
pH-verdi ved 20 °C	8,4
Hovedbruksområder	
Medisinske laboratorier	•
Tannlegekontorer	•
Allmenmedisin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Øre-nese-hals-medisin	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Legeskontorer og klinikker	•
Produktegenskaper	
Type middel	Forbehandlingsskum
Aggregatform	Skum
Innholdsstoffer	Enzymer, Konserveringsmiddel, Metylisothiazolinon, Tensider, Ikke-ioniske tensider
Minimal lagringstemperatur i °C	5
Maksimal lagringstemperatur i °C	25
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	66,50
Produktegenskaper	
Type middel	Forbehandlingsskum
Aggregatform	Skum
Innholdsstoffer	Enzymer, Konserveringsmiddel, Metylisothiazolinon, Tensider, Ikke-ioniske tensider
Minimal lagringstemperatur i °C	5
Maksimal lagringstemperatur i °C	25
Egnet for rustfritt stål	•
Egnet for aluminium	•
Egnet for ikke-eloksert aluminium	•
Forebygger korrosjon	•
Materialbeskyttelse	•
Fosfatfritt	•
Enkel å skylle bort	•

ProCare Med 13 PRE - 500 ml
 Forbehandlingsskum, mildt alkalisk, 500 ml
 til manuell forbehandling, enzymatisk.



EAN: 7612594269294 / Materialnummer: 11847570 /
 Gammelt materialnummer: 6980M0271V2

Egnet for standardinstrumenter	•
Egnet for metaller som ikke inneholder jern	•
Egnet for eloksert aluminium	•
Egnet for manuell klargjøring av instrumenter og utensiler	•
Egnet for gjenbrukbart, termostabilt, invasivt og ikke-invasivt medisinsk utstyr	•
Egnet for kirurgiske instrumenter	•
Egnet for transport fra bruksstedet til klargjøringsområdet	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	187
Utvendig mål, nettobredde i mm	67
Utvendig mål, nettodybde i mm	67
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	187
Utvendig mål, bruttobredde i mm	67
Utvendig mål, bruttodybde i mm	67
Bruttovekt i kg	1
Kapasitet i ml	500
Samsvar, sertifisering og merking	
CE	•
GHS/CLP-samsvar	•