

CK/1 DIN 51

Kannenøkkel

for enkel åpning av ProCare 5-, 10- og 20 l beholdere.

EAN: 4002516480839 / Materialnummer: 11851600 /
Gammelt materialnummer: 66990002EU1



Produktkategori	
ProCare	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	27
Utvendig mål, nettobredde i mm	223
Utvendig mål, nettodybde i mm	85
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	180
Utvendig mål, bruttdybde i mm	250
Bruttovekt i kg	0

- Stabil håndnøkkel med lang levetid
- Beholderen er enkel å åpne og lukke uten bruk av krefter
- Anvendelig på begge sider