

APAC 003  
Aktivkullfilter  
for Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materialnummer: 11855140 /  
Gammelt materialnummer: 59550003D

<b>Produkt-/tilbehørskategori</b>	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
<b>Produktkategori</b>	
Aktivkullfilter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Farge	Svart
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	610
Utvendig mål, nettobredde i mm	70
Utvendig mål, nettodybde i mm	45
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	45,00
Utvendig mål, bruttbredde i mm	70,00
Utvendig mål, bruttdybde i mm	610,00
Nettovekt [kg]	0,03
Bruttovekt i kg	0,12