

KMKT 2040-2

Fiskars «All Steel» gryte (20 cm | 4 liter)

Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

EAN: 4002516527886 / Materialnummer: 11945210 /
Gammelt materialnummer: 26996104EU1



- Grytebunnen er bygget opp av 5 lag for minimal støytvikling
- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Sikker og ergonomisk utformede håndtak i rustfritt stål
- Måleskala på innsiden forenkler matlagingen
- Produsert i Finland, i rustfritt stål uten belegg
- Kapasitet: 4 liter