

KMKT 1825-2

Fiskars «All Steel» gryte (18 cm | 2,5 liter)

Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

EAN: 4002516527893 / Materialnummer: 11945220 /
Gammelt materialnummer: 26996105EU1



- Grytebunnen er bygget opp av 5 lag for minimal støytvikling
- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Sikkert og ergonomisk utformede håndtak i rustfritt stål
- Måleskala på innsiden forenkler matlagingen
- Produsert i Finland, i rustfritt stål uten belegg
- Kapasitet: 2,5 liter